

4. UC7010 与 Beckman 毛细管电泳分离十种生物胺样品比较

Beckman 为 PDA 二极管阵列检测器, Biofutruue 为紫外检测器

电泳条件

样品	十种生物胺混合样品	
缓冲液	磷酸盐缓冲液	
温度	常温	
进样	0.5psi 5s	3Kpa 10s
毛细管	60cm, 有效长度 50cm, 内径 75 μ m	67cm, 有效长度 55cm, 内径 75 μ m
CE	Beckman	UC7010

